


## WERKINSTRUCTIE: Admire Handhygiënedispenser - 1000 ml



**Artikelnr:** 774909/ 776909  
**Vulling:** 251208 / 251204



Open de dispenser door deze te ontgrendelen met de sleutel.



Verwijder de dop van 1000 ml vulling.



Plaats de vulling in de dispenser.



Sluit de dispenser met de sleutel.



Druk enkele malen en de dispenser is gebruiksklaar.



De transparantie zorgt voor inhoudscontrole.



### INSTRUCTIEVIDEO

