

Spray Probio Tab Multi - 300 ml - vide

GÉNÉRAL

Vaporisateur réutilisable de haute qualité à utiliser avec Probio Tab Multi.

- Atomise 1 ml par action de déclenchement
- Pulvérisation ergonomique grâce à Continuous Mist Spray Technology



UTILISATION

1. Remplissez le vaporisateur Probio Tab Multi de 300 ml d'eau (voir le marquage sur l'étiquette)
2. Ajoutez une tablette Probio Tab Multi dans le vaporisateur et revissez la tête sur le flacon.
3. Attendez environ 3 minutes jusqu'à ce que la tablette soit complètement dissoute.
4. La vaporisateur est prêt à l'emploi.

Utilisez uniquement ce produit pour les applications prescrites. En cas de doute, testez d'abord le produit à un endroit discret. Greenspeed décline toute responsabilité pour les dommages éventuels en cas d'utilisation incorrecte. Consultez la fiche de données de sécurité (Safety Data Sheet - SDS) pour de plus amples informations.



1 TAB + 300 ML AQUA

Spray Probio Tab Multi - 300 ml - vide

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 8 x 25 x 5 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	4003632
Unité	Flacon
Dimensions	8 x 25 x 5 cm
Poids brut	95 g
Poids net	100 g
Code EAN	EAN 5420015516160

Emballage

Quantité par emballage	110
Dimensions	60 x 46 x 40 cm
Poids brut	10500 g
Code EAN	EAN 5420015516450

Palette

Quantité par palette	1320
Nombre de couches par palette	3
Unités par couche	440

